

## Alterna® калоприемники и уроприемники

Ассортимент средств ухода за стомой Alterna (Алтерна) представлен однокомпонентными и двухкомпонентными калоприемниками и уроприемниками Alterna для взрослых и детей и однокомпонентными и двухкомпонентными калоприемниками Alterna Free (Алтерна Фри), которые являются новым поколением средств ухода за стомой Alterna.

### **Адгезив Alterna - золотой стандарт**

Адгезив Alterna имеет спиралевидную структуру, состоящую из двух чередующихся адгезивов, и обладает надежными защитными свойствами. Светлый адгезивный слой является абсорбирующим, сохраняет нормальное состояние кожи и уровень pH. Темный адгезивный слой обеспечивает надежное приклеивание. Такое сочетание адгезивов позволяет надежно защитить кожу от агрессивного воздействия кишечного отделяемого или мочи, а также безболезненно отклеивать калоприемники или уроприемники.

Адгезив Alterna имеет несколько модификаций для различных видов стомы и типов кожи. Адгезив калоприемников Alterna Free имеет овальную форму.

**Многослойный встроенный угольный фильтр** калоприемников Alterna и Alterna Free эффективно нейтрализует запах, предотвращает раздувание и слипание стенок мешка. Специальные наклейки для фильтра позволяют регулировать объем газов в калоприемнике, а также закрывать фильтр при принятии водных процедур. Усовершенствованный фильтр калоприемников Alterna Free имеет различные модификации: для недренируемых и дренируемых калоприемников.

**Мягкая нетканая подложка** калоприемников и уроприемников Alterna, прилегающая к коже, и **двустороннее мягкое нетканое покрытие калоприемников Alterna Free** обладают абсорбирующими, антистатическими и термолабильными свойствами.

Калоприемники Alterna Free имеют **анатомическую форму**, что делает их удобными и незаметными под одеждой.

**Гибкий клеящийся зажим** дренируемых калоприемников Alterna надежен, удобен, гигиеничен и незаметен под одеждой. Зажим позволяет легко и быстро дренировать калоприемник.

**Встроенная скрытая застежка** однокомпонентных и двухкомпонентных дренируемых калоприемников Alterna Free удобна, гигиенична, легко закрывается и фиксируется с помощью липучек. Застежку можно убрать под нетканое покрытие мешка.

**Удобный сливной клапан** уроприемников Alterna из мягкого пластика обеспечивает уникальную надежность. Клапан гигиеничен и удобен в применении.

Эффективный **антирефлюксный клапан** предотвращает обратный заброс мочи в уростому.

**Съемное окно для визуального наблюдения** за стомой послеоперационных калоприемников Alterna позволяет ухаживать за стомой, не отклеивая калоприемник. Окно легко открывается и закрывается, не оказывая давления на переднюю брюшную стенку.

**Механическое фланцевое соединение** с замком-защелкой двухкомпонентных калоприемников и уроприемников Alterna и Alterna Free позволяет установить мешок на пластине, не оказывая при этом давления на переднюю брюшную стенку, обеспечивает надежное и герметичное соединение стомного мешка и пластины. Кроме того, мешок можно повернуть в любое удобное положение, не снимая с фланца пластины. Дренируемые и недренируемые стомные мешки Alterna Free совместимы со всеми пластинами Alterna, при этом фланец мешка должен соответствовать фланцу пластины.