

СРЕДСТВА УХОДА ЗА СТОМОЙ

Ассортимент средств ухода за стомой включает в себя однокомпонентные и двухкомпонентные калоприемники и уроприемники, а также аксессуары.

Однокомпонентный калоприемник или уроприемник — это неразъемный стомный мешок со встроенной адгезивной пластиной.

Двухкомпонентный калоприемник или уроприемник представляет собой разъемные адгезивную пластину и стомный мешок, которые соединяются между собой с помощью фланцевого соединения, при этом размер (диаметр) фланца пластины должен соответствовать размеру фланца стомного мешка.

Однокомпонентные и двухкомпонентные калоприемники имеют два типа стомных мешков: дренируемые и не-дренируемые.



Адгезив (клеевая пластина) – это наиболее важный элемент в калоприемнике. Современные гидроколлоидные адгезивы калоприемников и уроприемников компании «Колопласт» обеспечивают герметичное приклеивание к передней брюшной стенке и устойчивы к эрозии, т.е. надежно защищают кожу от контакта с агрессивным кишечным отделяемым или мочой. Они также обладают способностью абсорбировать влагу стомы и кожи, позволяют сохранить нормальное состояние кожи под пластиной. Адгезивы «Колопласт» отличаются высокой гибкостью, способны следовать естественному рельефу кожи, не стесняют движений. Кроме того, они легко и полностью удаляются, не травмируя при этом кожу перистомальной области.

Стомные мешки калоприемников и уроприемников «Колопласт» также отличаются высоким качеством. Они изготовлены из бесшумного, не пропускающего запах, многослойного полиэтилена, имеют герметичную лазерную запайку, оснащены угольными фильтрами, эффективно нейтрализующими запах, и мягким нетканым покрытием или подложкой, обладающими абсорбирующими, антистатическими и термолабильными свойствами, позволяющими коже под калоприемником дышать.

Уроприемники имеют встроенный антирефлюксный клапан, предотвращающий обратный заброс мочи, и удобный сливной клапан для дренирования мешка.

Отличительной особенностью двухкомпонентных калоприемников и уроприемников «Колопласт» является уникальное фланцевое соединение с замком-защелкой.

Средства ухода за стомой и аксессуары «Колопласт» позволяют удовлетворить все индивидуальные потребности стомированных людей.